

平成 24 年 6 月 1 日

Dr.Pen Lite スタートパック

ユーザー各位

株式会社ヤマダ電機 法人事業本部
医療ソリューション部

Dr.Pen Lite スタートパック Ver2.0.7

(リリースノート)

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社電子カルテシステム(以下 **Dr.Pen Lite** スタートパックと記載)の以下の点につきまして、システムを改善/変更いたしましたので、お知らせ致します。

主な機能追加 ; 29 項目

No	業務	機能	内容
1	診察	画面解像度	画面の解像度が変更された場合(ノート PC でカルテ表示する場合等)にキーボードデータのサイズ処理がされず、正しく表示されなかった問題点に対応いたしました。
2	カルテ	データ移行	DrPenLite からスタートパックへ移行した際の、キーボードデータ表示文字サイズの適正表示に対応しました。
3	カルテ	表示	1つのページにキーボードとシェーマが混在すると一部データが正しく表示されない不具合を修正しました。
4	文書管理	文書管理	ダッシュボード、診察、検査画面から文書管理を呼び出せるボタンを追加しました。
5	診察	用法の表示	オーダーの際、用法の表示を頻度順に設定できるようにしました。
6	診察	タブ表示	診察・カルテ参照の「ユーザー1」～「ユーザー5」までのタブ名を修正できるようにしました。
7	診察	病名登録	病名について頻度順の検索ができるようにしました。また、Shift+sの設定画面で1ヶ月から99ヶ月で設定できるようにしました。
8	カルテ	テキストボックス	キーボード入力のテキストボックスについて診察終了後、文字サイズが異なって表示される不具合を修正しました。
9	カルテ	シェーマ	シェーマシートで送信したデータがテキストボックスを貼りつけた直後にサイズが小さくなってしまう不具合を修正しました。
10	診察	オーダー入力	用法について、挿入によるデータ修正が行えるようにしました。

11	診察	オーダー入力	オーダー入力のセットタブ以外で、頻度順（降順）の検索・表示を可能としました。Shift+s の設定画面で、対象期間を 1 ヶ月から 99 ヶ月で設定できるようにしました。
12	会計	ORCA 連携	受付から診療行為画面を開いた場合、会計連携時にエラーメッセージが表示されましたが、エラー表示されないよう修正しました。
13	患者削除	患者削除	ORCA 患者登録にて、患者削除をした場合に、設定により DrPen 側もカルテが削除できるができるようにしました。 ※標準設定では、カルテ削除は行いません。
14	カルテ印刷	カルテ印刷	日付指定をした印刷ができるようにしました。
15	カルテ印刷	カルテ印刷	カルテ印刷時にオーダーが印刷されない不具合を修正しました。
17	受付	カルテ入力	受付一覧から既に紐付いている用紙のストロークを送信するとエラーが表示される不具合を修正した。
18	カルテ	スクロールバー	カルテのオーダー、受診歴、病名グリッドで横スクロールバーの操作時にエラーメッセージが表示される不具合を修正した。
19	カルテ	表示	カルテを開く際にキーボード、シェーマが表示されないことがあったが、表示されるよう修正した。
20	受付一覧	保険なし	ORCA で保険なし(期限切れ等)の患者を受付ると、患者が受付一覧に表示されない不具合を修正しました。
21	カルテ参照	問診表等	カルテ参照にて問診表等の Anoto イメージを表示するとエラーが発生した不具合を修正しました。
22	メンテナンス	ログイン	メンテナンス画面でログインしていないユーザーがログイン中で表示される不具合を修正しました。
23	カルテ	ペンの色	ペンの色を黒色以外に変更できるように修正しました。
24	カルテ	拡大縮小	カルテの拡大、縮小をすると最初に開いた時と縮尺が変わってしまう不具合を修正しました。
25	FmsImport	インポート	複数の帳表をまとめてインポートできるように修正しました。
26	カルテ	カルテ送信	ペンやクレードルからカルテの送信ができなくなる不具合を修正しました。
27	カルテ	DB 取り込み	Anoto 用紙の DB 取り込み日時がローカル端末の日時のため、DB の時間を設定するよう修正しました。
28	カルテ	時間がかかる	カルテを開く際に時間がかかる不具合を修正しました。
29	診察画面	患者検索	患者検索画面で選択した行の背景色が黒色のため、背景色を変更した。